



# Silikonentferner T113

PASTÖSES LÖSEMITTEL

## TECHNISCHES MERKBLATT

### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- hochwirksames Reinigungsmittel
- gebrauchsfertig mit praktischem Applikator
- entfernt ausgehärtete Silikonrückstände vollständig

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Silikonentferner T113** entfernt ausgehärtete Silikonrückstände von gängigen Oberflächen.

### ANWENDUNGSBEREICH/VERARBEITUNGSHINWEISE

Silikonrückstände so weit wie möglich mechanisch entfernen. Behälter vor Gebrauch sehr gut schütteln bzw. umrühren. Silikonentferner unverdünnt mit dem Applikator auf die zu behandelnden Flächen auftragen. Nach ca. 20 -30 Minuten Einwirkzeit werden die Silikonreste mit Hilfe einer geeigneten Spachtel abgehoben bzw. mit einem kratzfreien Schwamm entfernt. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen. Im Anschluss die Flächen mit Wasser reinigen und trocknen lassen. Verpackung sofort nach Gebrauch verschließen.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Dose und die Informationen im Sicherheitsdatenblatt!

- Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen!
- Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen!
- Nicht rauchen!

### EINSCHRÄNKUNGEN

Vor Anwendung auf jeden Fall an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen!

Silikonentferner eignet sich nicht für die Anwendung an Buntmetallen, lackierten Flächen, Natursteinen und anderen nicht säurebeständigen Oberflächen. Silikonentferner darf nicht auf zu reinigenden Flächen eintrocknen. Das Gebinde nicht für längere Zeit offenstehen lassen, um die Aufnahme von Wasser und anderen Stoffen aus der Luft zu verhindern. Mit zunehmendem Wassergehalt wird die Wirksamkeit des Entfernens negativ beeinflusst.

### SICHERHEITSHINWEISE

Dose bei max. +20°C lagern. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

### RECYCLING

Grüner Punkt- Bitte nur vollständig entleerte Gebinde dem Recycling zuführen! Teilentleerte Dosen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.



### LIEFERGEBINDE

Art.-Nr. 30624591

100-ml-Dose

12 Stück im Karton

## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Lösemittel pastös
Einwirkzeit	ca. 20-30 Min
Lagertemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Lagerstabilität	frostfrei, trocken, aufrecht 24 Monate ungeöffnet

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01.23

### Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+ 49 (0) 5425 801-0



### Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)